

2026-27 Autumn&Winter 製品カタログ

玉川衛材株式会社


 **タマガワエーザイ**

本 社 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-8-19 住友不動産千代田富士見ビル14階
TEL.03-4334-8851(代表) FAX.03-4334-8855

大阪営業所 〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町4-2-6 平松ビル3階C室

木更津工場 〒292-0834 千葉県木更津市潮見3-11-6
TEL.0438-22-2221(代表) FAX.0438-22-2230

<https://www.tamagawa-eizai.co.jp>



健康で幸せな社会づくりを応援する


 **タマガワエーザイ**

健康で幸せな
社会づくりを応援する。

衛生的な生活環境の中で、すこやかな毎日を過ごすこと。
玉川衛材は、皆様の暮らしの基本を支える、医薬品、医療用品、衛生雑貨をお届けしています。

当社パッケージのサイズについて

単品、中箱、外箱それぞれの形状に応じて
採寸しております。



2026-27
CONTENTS

医薬品・
指定医薬部外品

P.02

マスク

P.17

一般医療機器・
衛生用品

P.04

フットケア

P.23

介護用品

P.09

サポートベルト

P.24

●本カタログの掲載内容は、2026年7月現在のものです。
●商品のデザイン及び仕様等は改良のため変更することがありますのでご了承ください。
●商品の色は印刷の都合で実物と若干異なることがあります。

第2類医薬品

マッキンZ



WEBでチェック!
製品詳細は
こちら➡

特長

- 色のつかないスプレータイプのきず薬。
- しっかり殺菌消毒し、しみにくく傷にやさしい。
- 痔疾時の肛門の殺菌消毒にも適しています。

成分・分量	80mL中 ベンザルコニウム塩化物 …………… 80mg リドカイン塩酸塩 …………… 800mg ナファゾリン塩酸塩 …………… 80mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 …… 160mg 添加物：香料
効能・効果	きり傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒
用法・用量	1日数回、適量を患部に塗布するか、又は本液を浸したガーゼをあてて包帯又は絆創膏にて覆う。

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ (W×L×H) mm	重量 (g)
80mL	本体価格 600円 (税込660円)	20個	120個 (20×6)		14901957-030313	単品 60 × 32 × 118	103
						中箱 244 × 160 × 118	2,180
						外箱 505 × 255 × 260	13,580

第3類医薬品

ポビドンうがい薬



WEBでチェック!
製品詳細は
こちら➡

特長

- 殺菌効果の高いポビドンヨードを有効成分としたうがい薬。
- のどの殺菌・消毒、口臭除去に。●使いやすい計量コップ付きです。

成分・分量	1mL中 ポビドンヨード…70mg(有効ヨウ素7mg) 添加物:サッカリンナトリウム水和物、 メントール、ユーカリ油、エタノール、 濃グリセリン、マクロゴール400、 ヨウ化カリウム、香料	効能・効果	口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去	用法・用量	1回、本剤2～4mLを、約60mLの水ですすめて、1日数回うがいをしてください。計量コップをかたむけ、目盛りにあわせて薬剤を入れます。コップを水平にもとし、上部の水平の線まで水を入れると、約60mLになります。
-------	---	-------	------------------------	-------	---

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ (W×L×H) mm	重量 (g)
① 120mL	本体価格 1,200円 (税込1,320円)	10個	50個 (10×5)		14901957-050281	単品 58 × 58 × 126	170
						中箱 302 × 122 × 130	1,700
						外箱 630 × 320 × 140	9,200
② 300mL	本体価格 1,800円 (税込1,980円)	—	30個		14901957-050298	単品 62 × 62 × 168	364
						中箱 —	—
						外箱 385 × 334 × 188	11,400

第3類医薬品

新リバガーゼA



WEBでチェック!
製品詳細は
こちら➡

特長

- アクリノール濃度0.4%の優れた殺菌消毒効果で、特に化膿性創傷には治療効果を発揮します。
- ピンセット付き
- ガーゼサイズ: 8×5cm

成分・分量	1.2g中 アクリノール水和物0.4%液 …………… 1.0g ガーゼ…………… 0.2g 添加物:グリセリン	効能・効果	切傷、擦過傷(すり傷)、化膿性創傷	用法・用量	ピンセットでガーゼを取り、患部に貼付して油紙を当て、軽く包帯をしてください。1日1回交換。
-------	--	-------	-------------------	-------	---

※2026年5月18日(仕様変更品メーカー出荷日)

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ (W×L×H) mm	重量 (g)
50枚入	オープン	10個	100個 (10×10)		14901957-020161	単品 52 × 52 × 60	83
						中箱 270 × 55 × 127	870
						外箱 551 × 293 × 140	9,180

指定医薬部外品

リバガーゼF



特長

- 優れた殺菌力(濃度0.2%)のアクリノールが傷口を殺菌消毒します。
- 個別包装で衛生的です。
- ガーゼサイズ:50×40mm
- 固定用粘着シート:82×70mm
- ピンセット付き

成分・分量	1包(1.8g)中 アクリノール水和物0.2%液……1.5g 基布(4×5cm)……………0.3g	用法・用量	アルミ袋を開封し、中のガーゼをピンセットで取り出し、つやのある面(フィルム面)を傷口にあて、添付の固定用粘着シートで被覆固定してください。又、創傷面を消毒する際には、ガーゼ面(つやのない面)で清拭してください。創傷面が特に小さい場合には適宜折りたたむが、又は裁断の上使用してください。
	添加物:濃グリセリン		
効能・効果	切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒・被覆		

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
12包入	本体価格 680円 (税込748円)	10個	120個 (10×12)	4 901957 020089	14901957-020086	単品 79× 30× 95	56
						中箱 160×158× 98	650
						外箱 498×334×220	8,300

指定医薬部外品

マッキンα



特長

- 色のつかないスプレータイプの消毒液。
- すり傷、切り傷、靴ずれに。
- 指定医薬部外品の消毒液です。

成分・分量	70mL中 クロルヘキシジングルコン酸塩液 (20w/v%) …0.175mL 添加物:香料
効能・効果	すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
用法・用量	1日数回患部に噴霧又はガーゼ、脱脂綿等に浸して塗布。

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
70mL	本体価格 450円 (税込495円)	20個	120個 (20×6)	4 901957 035007	14901957-035004	単品 60× 32×118	98
						中箱 244×160×118	1,980
						外箱 505×255×260	12,380

指定医薬部外品



ケアハート 消毒もできる液体ばんそうこう



特長

- 1本で消毒と保護ができます。
- 水に強くはがれにくいので、冬場の指先のさかむけや水仕事が多い方、ビジネスパーソンの靴ずれ、釣りなどのアウトドアレジャーでの手当てにお使いいただけます。

成分・分量	100g中 トリクロロカルバニド …………… 0.1g 添加物:ピロキシリン、dl-カンフル、ヒマシ油、ミリスチン酸イソプロピル、酢酸エチル、エタノール
効能・効果	すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)
用法・用量	傷面の水分や付着物をよくふきとり、適量を患部に塗布し乾燥させてください。

規格	希望小売価格	シュリンク	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
5g	本体価格 550円 (税込605円)	10個	120個 (10×12)	4 901957 044351	14901957-044358	単品 93× 20× 30	12
						シュリンク 93× 40×153	120
						外箱 260×198×166	1,734

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡



一般医療機器



ケアハート 清潔パックに入った滅菌ガーゼS



WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡



特長

- 綿100%のガーゼ製品を滅菌しています。
- 1枚ずつ包装してあるので、必要量のみを使え衛生的です。
- 使いやすいサイズにカットしてあります。
- GS1コード記載あり。



規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
① 12枚入 ガーゼサイズ: 5×5cm	オープン	10個	100個 (10×10)	4 901957 124213	14901957-124210	単品 95× 30×105	38
						中箱 310×100×110	460
						外箱 520×330×240	5,260
② 36枚入 ガーゼサイズ: 5×5cm	オープン	5個	50個 (5×10)	4 901957 124251	14901957-124258	単品 95× 95×105	95
						中箱 485×100×110	570
						外箱 520×500×240	6,800

一般医療機器



ケアハート 清潔パックに入った滅菌ガーゼM



WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡



特長

- 綿100%のガーゼ製品を滅菌しています。
- 1枚ずつ包装してあるので、必要量のみを使え衛生的です。
- 使いやすいサイズにカットしてあります。
- GS1コード記載あり。



規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
① 10枚入 ガーゼサイズ: 7.5×7.5cm	オープン	10個	100個 (10×10)	4 901957 124220	14901957-124227	単品 110× 28×135	55
						中箱 290×115×140	620
						外箱 590×300×310	7,060
② 30枚入 ガーゼサイズ: 7.5×7.5cm	オープン	5個	50個 (5×10)	4 901957 124268	14901957-124265	単品 112× 75×135	132
						中箱 385×115×140	755
						外箱 590×400×300	8,720

一般医療機器



ケアハート 清潔パックに入った滅菌ガーゼL

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡



特長

- 綿100%のガーゼ製品を滅菌しています。
- 1枚ずつ包装してあるので、必要量のみを使え衛生的です。
- 使いやすいサイズにカットしてあります。
- GS1コード記載あり。



規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H) mm	重量(g)
① 8枚入 ガーゼサイズ: 7.5×10cm	オープン	10個	100個 (10×10)		14901957-124234	単品 112× 24×160	57
② 24枚入 ガーゼサイズ: 7.5×10cm						中箱 250×115×165 外箱 590×350×270	647 7,420
	オープン	5個	50個 (5×10)		14901957-124272	単品 112× 55×160	132
						中箱 285×115×165 外箱 590×350×300	741 8,450

衛生用品

ホームコットン

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡



特長

- 特殊製法で毛羽立たず、肌にやさしい純綿100%のコットン。
- ソフトな肌ざわりで使い心地良好です。

規格	希望小売価格	内袋	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H) mm	重量(g)
① 20枚入 コットンサイズ: 7.5×7.5cm	オープン	30個	300個 (30×10)		14901957-123107	単品 75× 75× 75	28
② 55枚入 コットンサイズ: 7.5×7.5cm						内袋 375×225×150 外箱 735×410×475	860 9,600
	オープン	10個	100個 (10×10)		14901957-123114	単品 175× 70× 80	68
						内袋 350×175×160 外箱 750×395×365	700 7,700

衛生用品



ケアハート 関節にも使いやすい伸縮包帯

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡



特長

- 伸縮性があるので巻きやすく、特に関節部の巻きにくいところに適しています。
- 皮膚によくフィットし、通気性があります。
- 洗濯して再使用できます。

規格	希望小売価格	内袋	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H) mm	重量(g)
①Sサイズ (手・手首) 約3.8cm×6m (伸長時)	オープン	10個	200個 (10×20)		14901957-124111	単品 110× 50×155	17
②Mサイズ (うで・ひじ) 約5cm×5m (伸長時)						内袋 310×160× 65	180
③Lサイズ (足・足首) 約6.5cm×4m (伸長時)						外箱 506×326×300	4,270
④LLサイズ (ひざ・太もも) 約7.5cm×5m (伸長時)						単品 110× 50×155	19
	オープン	10個	200個 (10×20)		14901957-124128	内袋 270×190× 60	193
						外箱 526×406×270	4,640
						単品 110× 50×185	20
						内袋 310×140× 80	201
	オープン	10個	200個 (10×20)		14901957-124135	外箱 496×436×246	4,810
						単品 110× 50×185	25
						内袋 320×140× 90	260
						外箱 506×491×250	6,180

衛生用品



ケアハート 関節にも使いやすい伸縮包帯ロング

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡



特長

- 伸縮性があるので巻きやすく、特に関節部の巻きにくいところに適しています。
- 皮膚によくフィットし、通気性があります。
- 洗濯して再使用できます。

規格	希望小売価格	内袋	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H) mm	重量(g)
①Sサイズ (うで・ひじ) 約5cm×9m (伸長時)	オープン	10個	100個 (10×10)		14901957-124166	単品 120× 60×155	41
②Mサイズ (足・すね) 約7.5cm×9m (伸長時)						内袋 330× 70×150	410
③Lサイズ (ひざ・太もも) 約9cm×9m (伸長時)						外箱 350×320×370	4,800
	オープン	10個	100個 (10×10)		14901957-124173	単品 120× 60×185	55
						内袋 330× 70×190	550
						外箱 400×350×370	6,400
	オープン	10個	100個 (10×10)		14901957-124180	単品 120× 60×195	67
						内袋 330× 70×230	670
						外箱 480×350×370	7,800

衛生用品



ケアハート 貼って固定する粘着包帯

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡



特長

- 関節部にもびったりフィットし、ずれにくくなっています。
- 包帯に粘着性があるので、重ね巻きの必要がなく経済的です。
- かぶれの少ないアクリル系の粘着剤を使用しています。

規格	希望小売価格	内袋	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H) mm	重量(g)
①Sサイズ (手・ひじ) 約3.8cm×5m	オープン	10個	100個 (10×10)	4 901957 124770	14901957-124777	単品 110× 50×155	33
②Mサイズ (足・ひざ) 約5cm×3.5m				4 901957 124787		内袋 320×170× 60 外箱 526×351×159	331 4,200
					14901957-124784	単品 110× 60×155 内袋 330×180× 75 外箱 606×336×159	32 324 4,000

衛生用品



ケアハート 包帯どうしがくっつく自着包帯

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡



特長

- 包帯どうしを重ねて巻くとそのままくっつきますので、包帯どめやテープがいりません。
- 天然ゴムを使用していないラテックスフリー製品です。
- 皮膚や髪の毛につきませんので頭や犬、猫などのペットにも使えます。
- 包帯どうしがくっつくので、巻きにくい関節部でも簡単に巻くことができます。
- 通気性がある不織布素材を使用しています。

規格	希望小売価格	内袋	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H) mm	重量(g)
①Sサイズ (指) 約2.5cm×6m (伸長時)	オープン	10個	100個 (10×10)	4 901957 124817	14901957-124814	単品 110× 35×155	14
②Mサイズ (手・ひじ) 約4cm×4.5m (伸長時)				4 901957 124824		内袋 340×180× 60 外箱 406×316×269	140 2,250
③Lサイズ (足・ひざ) 約6cm×3.5m (伸長時)				4 901957 124831		単品 110× 60×155 内袋 340×190× 55 外箱 446×316×289	17 174 2,650
					14901957-124838	単品 110× 55×185 内袋 330×200× 80 外箱 516×316×299	21 218 2,850

衛生用品



ケアハート 切って使えるネット包帯

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡



特長

- 必要な長さにハサミで切って使用する便利な伸縮ネット包帯です。
- どの部分を切っても切り口がほつれにくい包帯です。
- 包帯が巻きにくい関節部なども簡単に固定できます。
- ガーゼやシップの固定に便利です。
- ネット状なので通気性に優れています。
- 洗濯して再使用できます。

規格	希望小売価格	内袋	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H) mm	重量(g)
①Sサイズ(指) 適用範囲: 指まわり 約3〜9cm	オープン	20個	200個 (20×10)	4 901957 124626	14901957-124623	単品 90× 12×145 内袋 200×300× 40 外箱 345×300×265	7 144 1,800
②Mサイズ(手・ひじ) 適用範囲: 手・ひじまわり 約10〜38cm				4 901957 124633		単品 90× 13×145 内袋 260×220× 70 外箱 345×300×265	9 194 2,360
③Lサイズ(足・ひざ) 適用範囲: 足・ひざまわり 約14〜44cm				4 901957 124640		単品 90× 13×145 内袋 275×160× 75 外箱 345×300×265	12 238 2,780
④LLサイズ(頭・太もも) 適用範囲: 頭・太ももまわり 約27〜60cm				4 901957 124657		単品 90× 14×145 内袋 170×115× 65 外箱 345×300×130	12 124 1,550

衛生用品



ケアハート そのまま使えるネット包帯

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡



特長

- 切らずに簡単に固定できます。
- 横方向によく伸縮し処置しにくい患部にも傷あて材、シップ薬、ガーゼなどを簡単に固定できます。
- 包帯の巻きにくい部位にラクラク簡単に使用できます。

規格	希望小売価格	内袋	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H) mm	重量(g)
①指 適用範囲: 指まわり 約4.5〜9cm	オープン	20個	400個 (20×20)	4 901957 124718	14901957-124715	単品 90× 5×145 内袋 185×145× 55 外箱 410×340×150	6 121 2,860
②手 適用範囲: 手のひらまわり 約17〜27cm				4 901957 124725		単品 90× 5×145 内袋 180×120× 55 外箱 370×300×240	6 138 3,160
③ひじ・手首 適用範囲: ひじ・手首まわり 約15〜24cm				4 901957 124732		単品 90× 5×145 内袋 185×145× 55 外箱 370×300×240	6 127 2,930
④足・足首 適用範囲: 足・足首まわり 約17〜28cm				4 901957 124749		単品 90× 5×145 内袋 185×145× 55 外箱 370×300×340	8 161 3,680
⑤ひざ・太もも 適用範囲: ひざ・太ももまわり 約17〜50cm				4 901957 124756		単品 90× 7×145 内袋 180×120× 80 外箱 370×300×340	8 178 4,050

衛生用品



ケアハート 使いきりタイプの指サック

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡

特長

- 使い捨て型のロールタイプ指サックです。
- 伸縮性があり、指にフィットして感触が伝わりやすいので細かい作業に適しています。
- 指の関節も曲げやすいので、着けていて邪魔になりません。

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
① Sサイズ (20個入) 内径約1.5cm× 長さ約6.3cm	オープン	10個	240個 (10×24)		14901957-291059	単品 90× 20×130	8
② Mサイズ (20個入) 内径約1.8cm× 長さ約6.3cm						中箱 160× 90× 75	106
						外箱 580×330×170	3,544

介護用品



ケアハート 口腔専科 お口潤う泡スプレー

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡

特長

- お口の中にとどまって、口腔内全体をじんわり潤す泡タイプの保湿スプレーです。
- 手に持ちやすいサイズの容器です。
- 1回の使用量はわかりやすいワンプッシュ。
- ケアが苦手な方でも続けやすいようにほのかな甘味付きです。

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
50mL	オープン	10本	120本 (10×12)		14901957-110046	単品 36× 36×130	81
						中箱 186× 76×135	862
						外箱 389×243×290	10,800

介護用品



ケアハート 口腔専科 お口潤うスプレー

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡

特長

- ワンプッシュでお口の奥まで潤いを届ける、ミストタイプの保湿スプレーです。
- うるおい成分リピジュア®※(ポリクオタニウム-51)を配合。
- お口に直接吹きかけるだけなので衛生的で手軽にケアできます。
- アップルの香り。

※リピジュア®は日油株式会社の登録商標です。

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
50mL	本体価格 1,200円 (税込1,320円)	12個	48個 (12×4)		14901957-110053	単品 31× 31×125	77
						中箱 133× 99×129	994
						外箱 278×209×137	4,176

介護用品



ケアハート 口腔専科 お口潤うジェル

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡

特長

- 乾燥しやすいお口に潤いを与える保湿用ジェルです。
- うるおい成分リピジュア®※(ポリクオタニウム-51)を配合。
- 歯茎、舌、頬粘膜、上あごなど乾燥しやすい部分に潤いを与え乾燥によるお口の臭いを抑えます。
- アップルの香り。

※リピジュア®は日油株式会社の登録商標です。

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
80g	本体価格 1,200円 (税込1,320円)	12個	48個 (12×4)		14901957-110022	単品 44× 37×162	106
						中箱 185×116×166	1,300
						外箱 382×243×174	5,600

介護用品



ケアハート 口腔専科 お口みがけるマウスウォッシュ

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡

特長

- スポンジブラシと一緒に使用することでお口をキレイにし、歯垢などの汚れを除去します。
- 液体なのでみずみずまでき渡りやすく、みがき残しの多い部分の洗浄にも使用可能です。
- チャカテキン配合のノンアルコールタイプで、とろみ付きのため薬液が口腔内にとどまります。
- アップルの香り。


規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
250mL	本体価格 1,340円 (税込1,474円)	—	36個		14901957-110350	単品 77× 52×173	319
						中箱 —	—
						外箱 370×368×193	12,168

介護用品



ケアハート 口腔専科 お口キレイウェットシートN

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡

特長

- 片手で楽に取り出せるフタ付きタイプのウェットシートです。
- つめかえないので、手間がいりません。
- かきとり性の高い不織布で細かい汚れもしっかり絡めとります。
- 3つの保湿剤(グリセリン、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン)を配合しています。
- ノンアルコール、さわやかなシトラスの香りです。

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
100枚入 シートサイズ: 約14×18cm	本体価格 720円 (税込792円)	—	24個		14901957-110251	単品 210×100× 70	328
						中箱 —	—
						外箱 400×340×215	8,700

介護用品



ケアハート 口腔専科 お口キレイスポンジ星形N

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡



特長

- 口当たりが優しく、口の奥のねばねば汚れが絡みやすい星形で、介護・医療現場での使いやすさを考えた口腔ケア用の使いきりタイプのスポンジです。
- 折れにくく水に強いプラスチック軸を採用。
- 弾力性があるので上あごや頬の内側の清浄に適しています。
- 個別包装されているので衛生的です。
- 300本入：GS1コード記載あり。

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H) mm	重量(g)
① 12本入	本体価格 600円 (税込660円)	10個	100個 (10×10)	4 901957 110315	14901957-110312	単品 130×30×240 中箱 240×133×227 外箱 685×500×247	34 437 5,770
② 65本入	本体価格 2,600円 (税込2,860円)	—	20個	4 901957 110322	14901957-110329	単品 200×155×130 中箱 — 外箱 795×420×280	234 — 6,200
③ 300本入	オープン	—	4個	4 901957 110339	14901957-110336	単品 300×210×285 中箱 — 外箱 620×440×305	1,000 — 5,000

介護用品



ケアハート 口腔専科 入れ歯キレい洗浄剤

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡



特長

- 酵素でタンパク汚れをしっかりと洗浄、除菌率99.9%です。
- 漂白成分で嫌なニオイを消臭します。
- すっきり爽やかなミントの香りです。
- 大容量3,000錠入で、毎日お使いいただくのに経済的です。

※ダンボールの中には個箱が25箱入っています。
※120錠(6錠×20シート)
※個箱にはJANコードは入りません。

規格	希望小売価格	個箱	商品	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H) mm	重量(g)
3,000錠入	オープン	120錠 (6錠×20シート)	3,000錠 (120錠×25箱)	4 901957 110292	—	個箱 105×94×159 商品 550×482×172 外箱 —	428 11,670 —

介護用品



ケアハート 口腔専科 入れ歯キレい保管ケース

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡



特長

- 使いやすさを考えた手に馴染む形の入れ歯保管ケースです。
- コップと間違えにくく中の液剤を誤飲しにくい形状です。
- 持ち運びしやすいコンパクトサイズです。
- 水きり付の二重構造で洗浄、すすぎができます。

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H) mm	重量(g)
1個	本体価格 600円 (税込660円)	8個	96個 (8×12)	4 901957 110247	14901957-110244	単品 89×82×87 中箱 188×174×182 外箱 579×363×384	95 842 11,300

介護用品



ケアハート ウルオーニ 全身清拭フォーム

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡



特長

- きめ細かい泡が汚れやべたつき、ニオイの元を落とす泡タイプのふきとり洗浄剤です。
- 髪・頭皮にもからだにも使えて、全身きれいに。さわやかなレモンの香り。
- お風呂に入れないときの全身の清拭にお使いいただけます。
- 頭皮クレンジング成分配合で頭皮の汚れ・詰まりもさっぱり。
- 9種の植物エキスと保湿成分「タマネギ根エキス」を配合しています。
- 泡でふきとるだけ、洗い流し不要です。

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H) mm	重量(g)
500mL	オープン	—	10本	4 901957 113071	14901957-113078	単品 79×79×207 中箱 — 外箱 410×170×225	590 — 6,400

介護用品



ケアハート ウルオーニ おしりふきとりフォーム

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡



特長

- きめ細かい泡が汚れやべたつき、ニオイの元を落とす泡タイプのふきとり洗浄剤です。
- 保湿成分「タマネギ根エキス」がお肌の潤いを守り、ふきとり後のお肌をすこやかに整えます。
- おむつ交換時のおしりの洗浄にもお使いいただけます。
- デリケートなお肌のことを考えた弱酸性の処方設計です。
- ノンアルコール処方です。
- 泡でふきとるだけ、洗い流し不要です。

パッチテスト済み ※すべての方に、アレルギーや皮膚刺激が起こらないわけではありません。

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H) mm	重量(g)
150mL	オープン	—	40本	4 901957 113057	14901957-113054	単品 49×49×179 中箱 — 外箱 420×265×205	216 — 9,000

介護用品



ケアハート ウルオーニ おしり洗浄シャワー

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら→



ボトルセット

つけかえ用

化粧品

①



②



特長

- 濃縮液をお湯(40℃前後)で薄めて洗い流すことで、おしりの汚れをしっかり落とします。ふきとるだけで、すすぎが不要です。
- 3種の保湿成分(タマネギ根エキス、ヒアルロン酸、リビジュア®※)が、お肌の潤いを守り、洗浄後のお肌をすこやかに整えます。
- シャワーボトルは、ひねるだけで開閉できるツイストキャップを採用。

※リビジュア®は日油株式会社登録商標です。
パッチテスト済み ※すべての方に、アレルギーや皮膚刺激が起こらないわけではありません。

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
① 濃縮液400mL+ シャワーボトル セット	オープン	-	12個	4 901957 113095	14901957-113092	単品 120× 70×201	555
						中箱 -	-
						外箱 425×258×224	7,160
② 濃縮液400mL つけかえ用	オープン	-	24個	4 901957 113101	14901957-113108	単品 68× 68×170	457
						中箱 -	-
						外箱 422×284×185	11,470

介護用品



ケアハート お肌にやさしいおしりふき

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら→



※2026年8月中旬以降予定(メーカー出荷日)

特長

- やわらかシートで汚れをやさしくふきとる、トイレに流せる※ウェットタイプのおしりふきです。
- 片手で使えるフタ付き。フタがカチッと鳴るので閉まったことが分かりやすい。
- お肌さっぱり純水99%。植物エキス配合(ソバクサエキス、ツバキエキス)。
- お肌にやさしい 無香料/アルコールフリー/パラベンフリー。

※トイレの詰まりの原因になるため、必ず「1枚」ずつ「大」の水量で流してください。
パッチテスト済み※すべての方に、アレルギーや皮膚刺激が起こらないわけではありません。

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
80枚入 シートサイズ: 約20×20cm	オープン	9個	18個 (9×2)	4 901957 113132	14901957-113139	単品 215×105× 70	530
						中箱 320×220×210	5,300
						外箱 465×345×240	11,500

介護用品



ケアハート ウルオーニ 保湿ローション

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら→



ボトル


つけかえ用

化粧品

①



②



特長

- 「タマネギ根エキス」をはじめとする保湿成分を配合したローションです。
- 乾燥して外部からの刺激に弱くなっているお肌に潤いを与えて肌荒れを防ぎ、お肌をすこやかに整えます。
- お肌と同じ弱酸性で、心地よいラベンダーの香りです。
- 介護される方、介護する方双方のお肌のケアにお使いいただけます。

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
① 300mL ボトル	本体価格 1,350円 (税込1,485円)	6個	36個 (6×6)	4 901957 113019	14901957-113016	単品 66× 66×158	350
						中箱 205×138×172	2,200
						外箱 431×427×186	13,900
② 250mL つけかえ用	本体価格 1,000円 (税込1,100円)	6個	36個 (6×6)	4 901957 113026	14901957-113023	単品 130× 36×200	262
						中箱 210×147×212	1,700
						外箱 655×305×223	10,700

介護用品




ケアハート ウルオーニ 撥水クリーム

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら→



化粧品



特長

- 撥水成分によって皮膚の上に被膜を形成し、汚れや外的刺激から皮膚を保護します。
- 撥水成分が尿や便の汚れを弾いて皮膚を保護しながら、保湿成分「タマネギ根エキス」が乾燥したお肌に潤いを与え、すこやかに整えます。
- 肌なじみと伸びが良く、さらっとした感触のクリームです。
- 開け閉めが簡単なワンタッチキャップを採用。
- 介護される方にはおむつかぶれ対策に、介護する方には手荒れ対策・ハンドケアにお使いいただけます。

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
160g	本体価格 2,400円 (税込2,640円)	6個	48個 (6×8)	4 901957 113033	14901957-113030	単品 70× 43×188	180
						中箱 140×100×213	1,172
						外箱 420×297×227	9,778


介護用品



ケアハートズレずに安心 使いきり吸水シート

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら→



特長

- シングルベッドの幅に適したサイズです。
- 使用時のズレを軽減するため、四隅に固定テープが付いています。
- 消臭ポリマーを配合しています。
- 防水面は青色で表裏をわかりやすくしています。
- 清拭や洗髪の際に、ポータブルトイレの下に、車いすの座面に、外泊先のベッドに、食事の際などにお使いいただけます。
- 吸収回数目安: 排尿3回分
※1回の排尿量150mlとして
※当社測定方法によるもの

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
10枚入 シートサイズ: 約90×60cm	オープン	-	16個	4 901957 114115	14901957-114112	単品 200× 50×290	700
						中箱 -	-
						外箱 520×410×305	12,000

介護用品



ケアハート 透明尿器 男性用

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら→



※2026年7月9日(メーカー出荷日)

特長

- 軽くて割れにくい!尿の状態が確認できる透明容器(男性用)です。
- 持ちやすい大きな持ち手、差し込みやすい大きめの受尿口、こぼれ防止弁付きで※傾いてもこぼれにくい安定性の高い形状の容器(フタ付き)です。
※こぼれを完全に防止するものではありませんので、排尿後の持ち運びにはご注意ください。
- 尿をかくせて体に当てる時も冷たくない専用カバー、お手入れに必要な洗浄ブラシが付属しています。

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
1,200mL 1セット入	本体価格 2,500円 (税込2,750円)	-	15個	4 901957 114009	14901957-114006	単品 360×160×115	600
						中箱 -	-
						外箱 600×375×500	10,250




ケアハート ポケットが出し入れできるお薬カレンダー



※2026年5月27日(メーカー出荷日)

特長

- 1週間分のお薬を1回ずつに仕分けして、飲み間違いや飲み忘れの対策に便利なお薬カレンダーです。
- お薬ポケットに多種類の錠剤を入れていても、セットしやすく取り出しやすい約10cm幅の広々ワイドな本体ポケットです。
- お薬を入れるポケットが本体とは別のため、本体ポケットからお薬ポケットのみを取り出して、手元でさっと薬を取り出すことができます。
- 外出時にはお薬ポケットだけを取り出して、カバンやポーチに入れて持ち運びが可能です。
※持ち運びする際には中身がこぼれないようご注意ください
- 小物も保管できるマルチポケット付きなので、お薬手帳や体温計、目薬や軟膏などの外用薬、連絡先メモの掲示などいろいろな使い方ができます。
- 1週間分のお薬を1回ずつ保管ができ、あさ/ひる/よる/ねる前でお薬ポケットが色分けされているので、セットするときや戻すときもわかりやすく便利な仕様です。
※お薬ポケットは月～日の7日分+予備1日分が付属されています。(1日分4ポケット：あさ/ひる/よる/ねる前)




お薬ポケット

カレンダー本体から
出し入れできて
お薬を取り出しやすい




お薬ポケット




本体ポケット

広々ワイドで
片手でもセットしやすい



本体ポケット




マルチポケット

使い方いろいろ
・お薬手帳や体温計の収納
・連絡先メモの掲示 など



マルチポケット



規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
1セット	オープン	—	10セット	4 901957 113903	14901957-113900	単品 160×25×450 中箱 — 外箱 460×210×90	333 — 3,530



ケアハート ポケット付きお食事用エプロン 使いきりタイプ



特長

- 衛生的な使いきりタイプのお食事用エプロンです。
- 頭から被るだけで着用可能です。
- 使用後は左右どちら側からでもミシン目を切り離して取り外しできます。
- 首回りの曲線に沿ったカットラインで隙間ができて使いやすい仕様です。
- お食事がおいしそうに見える暖色系カラー。
- トレーの下に敷いて固定が可能です。
- 化粧箱は取り出し口が2か所ある便利な仕様です。



規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
60枚入 オレンジ	オープン	—	20個	4 901957 112036	14901957-112033	単品 230×120×60 中箱 — 外箱 495×325×252	562 — 12,200



マスク Fitty
フィッティ うるおいマスクシルキータッチ

5
セット入

WEBでチェック!
製品詳細は
こちら➡



特長

- 乾燥したのど、鼻に。ヒアルロン酸&リビジュア®配合(※1)のウェットシート付属のうるおいマスクです。
- 就寝時や電車、飛行機、オフィスや学校などで乾燥が気になる時に。
- マスク内に水分拡散フィルタを搭載。ウェットシートの水分を吸収・拡散することで加湿効果20%アップ(※2)。
- 口元には肌触りなめらかなシルキータッチ不織布を採用。
- 長時間の着用でも耳が痛くなりにくいゆったり長め(※3)の幅広ふわふわ耳ゴムです。
- 1枚1枚袋入りで持ち運びに便利です。

※1 リビジュア®は日油株式会社の登録商標です。
※2 当社旧うるおいマスクとの比較
※3 当社従来品比

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
① ホワイト やや大きめサイズ 5セット入 マスクサイズ: 約18×9cm	オープン	10個	80個 (10×8)		14901957-210982	単品 102× 30×230	98
						中箱 213×160×235	1,060
						外箱 486×350×470	9,680
② ホワイト ふつうサイズ 5セット入 マスクサイズ: 約16.5×9cm	オープン	10個	80個 (10×8)		14901957-210937	単品 102× 30×215	95
						中箱 213×160×220	1,030
						外箱 456×350×470	9,440

マスク Fitty
フィッティ うるおいマスクシルキータッチ

15
セット入

WEBでチェック!
製品詳細は
こちら➡



特長

- うるおいマスクシルキータッチの15セット入タイプです。

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
① ホワイト やや大きめサイズ 15セット入 マスクサイズ: 約18×9cm	オープン	-	36個		14901957-210999	単品 104× 84×230	250
						中箱 -	-
						外箱 538×342×440	10,200
② ホワイト ふつうサイズ 15セット入 マスクサイズ: 約16.5×9cm	オープン	-	36個		14901957-210944	単品 104× 84×215	247
						中箱 -	-
						外箱 538×342×410	10,092

マスク Fitty
フィッティ ファインエアー

7
枚入

WEBでチェック!
製品詳細は
こちら➡



特長

- 中間層に高通気フィルタ採用で通気性約2倍(※1)
- 口元には毛羽立ち軽減(※2)さらっと不織布を使用。
さらっと不織布:敏感肌パッチテスト済み(※3)
- 不織布3層構造でしっかりカット。
- 耳にやさしい幅広ふわふわゴムです。
- 1枚1枚袋入りで持ち運びに便利です。

細菌飛まつ・ウイルス飛まつ(3μm)、花粉粒子(30μm)、微小粒子(0.1μm)
※1 当社製品比 ※2 当社製品比(口元側生地)
※3 すべての方に、皮膚刺激が起こらないわけではありません。

日本産業規格 JIS T 9001 一般用マスク 規格適合番号 G42412010 適合番号発行元: JHPiA					
試験項目 規格値	PFE ≥95%	BFE ≥95%	VFE ≥95%	花粉 ≥95%	安全衛生 ・通気性
適合判定	○	○	○	○	○
実測平均値	99%	99%	99%	99%	

PFE: 微小粒子捕集効率 BFE: バクテリア飛まつ捕集効率
VFE: ウイルス飛まつ捕集効率 花粉: 花粉粒子捕集効率

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
① ホワイト やや大きめサイズ マスクサイズ: 約18×9cm	オープン	10個	160個 (10×16)		14901957-215932	単品 125× 18×235	28
						中箱 180×125×211	351
						外箱 520×390×450	6,800
② ホワイト ふつうサイズ マスクサイズ: 約16.5×9cm	オープン	10個	160個 (10×16)		14901957-215949	単品 125× 18×220	26
						中箱 180×125×196	331
						外箱 520×380×430	6,400

マスク Fitty
フィッティ ファインエアー

30
枚入

WEBでチェック!
製品詳細は
こちら➡



特長

- ファインエアーの30枚入タイプです。
- 玄関やお部屋に置ける紙スタンドケース付き。
細菌飛まつ・ウイルス飛まつ(3μm)、花粉粒子(30μm)、微小粒子(0.1μm)

日本産業規格 JIS T 9001 一般用マスク 規格適合番号 G42412010 適合番号発行元: JHPiA					
試験項目 規格値	PFE ≥95%	BFE ≥95%	VFE ≥95%	花粉 ≥95%	安全衛生 ・通気性
適合判定	○	○	○	○	○
実測平均値	99%	99%	99%	99%	

PFE: 微小粒子捕集効率 BFE: バクテリア飛まつ捕集効率
VFE: ウイルス飛まつ捕集効率 花粉: 花粉粒子捕集効率

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
① ホワイト やや大きめサイズ マスクサイズ: 約18×9cm	オープン	-	48個		14901957-215963	単品 105× 73×270	139
						中箱 -	-
						外箱 500×480×490	8,600
② ホワイト ふつうサイズ マスクサイズ: 約16.5×9cm	オープン	-	48個		14901957-215970	単品 105× 73×250	132
						中箱 -	-
						外箱 500×480×450	8,200

マスク

Fitty

フィッティ シルキータッチ耳ゴムふわり

7枚入

WEBでチェック!

製品詳細はこちら➡

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

日本産業規格 JIS T 9001
一般用マスク 規格適合番号 G42110026
適合番号発行元: JHPiA

試験項目	PFE	BFE	VFE	花粉	安全衛生・通気性
規格値	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
適合判定	○	○	○	○	○
実測平均値	99%	99%	99%	99%	

PFE: 微小粒子捕集効率 BFE: バクテリア飛まつ捕集効率
VFE: ウイルス飛まつ捕集効率 花粉: 花粉粒子捕集効率

日本産業規格 JIS T 9001
一般用マスク 規格適合番号 G42110025
適合番号発行元: JHPiA

試験項目	PFE	BFE	VFE	花粉	安全衛生・通気性
規格値	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
適合判定	○	○	○	○	○
実測平均値	99%	99%	99%	99%	

PFE: 微小粒子捕集効率 BFE: バクテリア飛まつ捕集効率
VFE: ウイルス飛まつ捕集効率 花粉: 花粉粒子捕集効率

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
① ホワイト やや大きめサイズ マスクサイズ: 約18×9cm	本体価格 500円 (税込550円)	10個	160個 (10×16)		14901957-215307	単品 125×20×235 中箱 200×125×211 外箱 540×420×442	33 401 7,790
② ホワイト ふつうサイズ マスクサイズ: 約16.5×9cm					14901957-215314	単品 125×20×220 中箱 200×125×196 外箱 520×420×412	31 381 7,300
③ ピンク やや小さめサイズ マスクサイズ: 約14.5×9cm					14901957-215352	単品 125×20×215 中箱 200×125×191 外箱 520×420×402	28 348 6,800

マスク

Fitty

フィッティ シルキータッチ耳ゴムふわり

30枚入

WEBでチェック!

製品詳細はこちら➡

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

日本産業規格 JIS T 9001
一般用マスク 規格適合番号 G42110026
適合番号発行元: JHPiA

試験項目	PFE	BFE	VFE	花粉	安全衛生・通気性
規格値	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
適合判定	○	○	○	○	○
実測平均値	99%	99%	99%	99%	

PFE: 微小粒子捕集効率 BFE: バクテリア飛まつ捕集効率
VFE: ウイルス飛まつ捕集効率 花粉: 花粉粒子捕集効率

日本産業規格 JIS T 9001
一般用マスク 規格適合番号 G42110025
適合番号発行元: JHPiA

試験項目	PFE	BFE	VFE	花粉	安全衛生・通気性
規格値	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
適合判定	○	○	○	○	○
実測平均値	99%	99%	99%	99%	

PFE: 微小粒子捕集効率 BFE: バクテリア飛まつ捕集効率
VFE: ウイルス飛まつ捕集効率 花粉: 花粉粒子捕集効率

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
① ホワイト やや大きめサイズ マスクサイズ: 約18×9cm	オープン	—	48個		64901957-215401	単品 105×83×260 中箱 — 外箱 530×500×480	168 — 10,080
② ホワイト ふつうサイズ マスクサイズ: 約16.5×9cm					64901957-215418	単品 105×83×240 中箱 — 外箱 530×500×440	158 — 9,640
③ ピンク やや小さめサイズ マスクサイズ: 約14.5×9cm					64901957-215456	単品 105×83×220 中箱 — 外箱 530×500×400	147 — 8,920

マスク

Fitty

フィッティ スタイルフィットプラス 立体

7/20枚入

WEBでチェック!

製品詳細はこちら➡

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

日本産業規格 JIS T 9001
一般用マスク 規格適合番号 G42303008
適合番号発行元: JHPiA

試験項目	PFE	BFE	VFE	花粉	安全衛生・通気性
規格値	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
適合判定	○	○	○	○	○
実測平均値	99%	99%	99%	99%	

PFE: 微小粒子捕集効率 BFE: バクテリア飛まつ捕集効率
VFE: ウイルス飛まつ捕集効率 花粉: 花粉粒子捕集効率

日本産業規格 JIS T 9001
一般用マスク 規格適合番号 G42303007
適合番号発行元: JHPiA

試験項目	PFE	BFE	VFE	花粉	安全衛生・通気性
規格値	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
適合判定	○	○	○	○	○
実測平均値	99%	99%	99%	99%	

PFE: 微小粒子捕集効率 BFE: バクテリア飛まつ捕集効率
VFE: ウイルス飛まつ捕集効率 花粉: 花粉粒子捕集効率

20枚入は紙スタンドケース付き!

①

②

③

玄関やお部屋に置いてお使いいただけます。

7枚入	規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
オープン	① ホワイト やや大きめサイズ マスクサイズ: 約9×14.5cm	オープン	10個	160個 (10×16)		14901957-218353	単品 154×20×233 中箱 175×154×209 外箱 636×370×438	31 385 7,400
	② ホワイト ふつうサイズ マスクサイズ: 約8×13.5cm					14901957-218360	単品 145×20×228 中箱 175×145×204 外箱 600×370×428	26 337 6,500
	③ ダークグレー やや大きめサイズ マスクサイズ: 約9×14.5cm					14901957-218384	単品 154×20×233 中箱 175×154×209 外箱 636×370×438	31 385 7,400
	④ ダークグレー ふつうサイズ マスクサイズ: 約8×13.5cm					14901957-218391	単品 145×20×228 中箱 175×145×204 外箱 600×370×428	26 337 6,500
	⑤ クリームベージュ ふつうサイズ マスクサイズ: 約8×13.5cm					14901957-218421	単品 145×20×228 中箱 175×145×204 外箱 600×370×428	26 337 6,500
	⑥ クリームベージュ ふつうサイズ マスクサイズ: 約8×13.5cm					14901957-218424	単品 145×20×228 中箱 175×145×204 外箱 600×370×428	26 337 6,500
20枚入	規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
オープン	① ホワイト ふつうサイズ マスクサイズ: 約8×13.5cm	オープン	—	64個		14901957-218513	単品 125×62×230 中箱 — 外箱 530×530×420	100 — 7,600
	⑧ ダークグレー ふつうサイズ マスクサイズ: 約8×13.5cm					14901957-218520	単品 125×62×230 中箱 — 外箱 530×530×420	100 — 7,600
	⑨ クリームベージュ ふつうサイズ マスクサイズ: 約8×13.5cm					14901957-218537	単品 125×62×230 中箱 — 外箱 530×530×420	100 — 7,600

19

20

マスク

Fitty
フィッティ

フィッティ 7DAYSマスクEX プラス

7
枚入

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡



特長

- 長時間着用しても耳が痛くなりにくい幅広ふわふわゴムを使用したフィッティのスタンダードマスクです。
- 持ち運びに便利な1枚1枚袋入り。
- 不織布3層構造でしっかりカット。

細菌飛まつ・ウイルス飛まつ(3μm)、花粉粒子(30μm)、微小粒子(0.1μm)
※キッズタイプはお子様の安全を考慮して、ノーズフィッターを入れておりません。

日本産業規格 JIS T 9001 一般用マスク 規格適合番号 G42110027					
適合番号発行元: JHPiA					
試験項目 規格値	PFE ≥95%	BFE ≥95%	VFE ≥95%	花粉 ≥95%	安全衛生 ・通気性
適合判定	○	○	○	○	○
実測平均値	99%	99%	99%	99%	

PFE: 微小粒子捕集効率 BFE: バクテリア飛まつ捕集効率
VFE: ウイルス飛まつ捕集効率 花粉: 花粉粒子捕集効率

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
① ホワイト やや大きめサイズ マスクサイズ: 約18×9cm	本体価格 300円 (税込330円)	10個	160個 (10×16)		14901957-215024	単品 125 × 20×235	36
② ホワイト ふつうサイズ マスクサイズ: 約16.5×9cm						中箱 200 × 125×211	434
③ ホワイト やや小さめサイズ マスクサイズ: 約14.5×9cm						外箱 520 × 420×442	8,394
④ ホワイト キッズサイズ マスクサイズ: 約12.5×8cm					14901957-215048	単品 125 × 20×215	28
					14901957-215055	中箱 200 × 125×191	348
						外箱 520 × 420×402	6,800
						単品 125 × 20×200	23
						中箱 200 × 120×176	310
						外箱 500 × 420×382	6,200

マスク

Fitty
フィッティ

フィッティ 7DAYSマスクEX プラス

30
枚入

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡



特長

- 7DAYSマスクEX プラスの30枚入タイプです。
- 玄関やお部屋に置ける、紙スタンドケース付き。
- 持ち運びに便利な1枚1枚袋入り。
- 不織布3層構造でしっかりカット。

細菌飛まつ・ウイルス飛まつ(3μm)、花粉粒子(30μm)、微小粒子(0.1μm)
※キッズタイプはお子様の安全を考慮して、ノーズフィッターを入れておりません。

日本産業規格 JIS T 9001 一般用マスク 規格適合番号 G42110027					
適合番号発行元: JHPiA					
試験項目 規格値	PFE ≥95%	BFE ≥95%	VFE ≥95%	花粉 ≥95%	安全衛生 ・通気性
適合判定	○	○	○	○	○
実測平均値	99%	99%	99%	99%	

PFE: 微小粒子捕集効率 BFE: バクテリア飛まつ捕集効率
VFE: ウイルス飛まつ捕集効率 花粉: 花粉粒子捕集効率

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
① ホワイト やや大きめサイズ マスクサイズ: 約18×9cm	本体価格 900円 (税込990円)	—	48個		64901957-215067	単品 105 × 83×260	163
② ホワイト ふつうサイズ マスクサイズ: 約16.5×9cm						中箱 —	—
③ ホワイト やや小さめサイズ マスクサイズ: 約14.5×9cm						外箱 530 × 500×480	10,090
④ ホワイト キッズサイズ マスクサイズ: 約12.5×8cm					64901957-215074	単品 105 × 83×250	153
					64901957-215081	中箱 —	—
						外箱 530 × 500×440	9,380
						単品 105 × 83×240	142
						中箱 —	—
						外箱 530 × 500×400	8,830
						単品 104 × 83×220	126
						中箱 —	—
						外箱 530 × 500×360	7,790

マスク

Fitty
フィッティ

フィッティ 7DAYSマスクEX プラス

60
枚入

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡



特長

- 7DAYSマスクEX プラスの大容量タイプ60枚入り。
- 長時間着用しても耳が痛くなりにくい幅広ふわふわゴムを使用。
- 衛生パック入り。(個別包装ではありません)
- 不織布3層構造でしっかりカット。

細菌飛まつ・ウイルス飛まつ(3μm)、花粉粒子(30μm)、微小粒子(0.1μm)

日本産業規格 JIS T 9001 一般用マスク 規格適合番号 G42110027					
適合番号発行元: JHPiA					
試験項目 規格値	PFE ≥95%	BFE ≥95%	VFE ≥95%	花粉 ≥95%	安全衛生 ・通気性
適合判定	○	○	○	○	○
実測平均値	99%	99%	99%	99%	

PFE: 微小粒子捕集効率 BFE: バクテリア飛まつ捕集効率
VFE: ウイルス飛まつ捕集効率 花粉: 花粉粒子捕集効率

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
① ホワイト やや大きめサイズ マスクサイズ: 約18×9cm	本体価格 1,200円 (税込1,320円)	—	50個		54901957-214841	単品 220 × 105×100	265
② ホワイト ふつうサイズ マスクサイズ: 約16.5×9cm						中箱 —	—
③ ホワイト やや小さめサイズ マスクサイズ: 約14.5×9cm					54901957-214858	外箱 550 × 465×530	14,650
					54901957-214858	単品 195 × 105×100	250
						中箱 —	—
						外箱 550 × 415×530	13,900
						単品 175 × 105×100	230
						中箱 —	—
						外箱 550 × 375×530	12,900

マスクグッズ

フィッティプラス+

フィッティプラス+ ノーズパッド

WEBでチェック!

製品詳細は
こちら➡



特長

- マスクにつけるだけで、メガネのくもりを軽減するノーズパッド(2個入)です。
- 顔にフィットするやわらかいスポンジで、繰り返し使用できるので経済的です。
- ふつうサイズ、やや小さめサイズの不織布マスクに対応しています。

※フィッティ ファインエア―は口元側にさらっと不織布を使用している商品特性上、はりつきません。

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
2個入 ノーズパッドサイズ: 約1.3×14cm	本体価格 300円 (税込330円)	10個	160個 (10×16)		14901957-210029	単品 55 × 16×200	5
						中箱 166 × 57×205	85
						外箱 340 × 465×220	1,740

マスクグッズ フィッティプラス

フィッティプラス+ メガネのくもり止め

WEBでチェック!
製品詳細は
こちら➡



規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
8mL	本体価格 630円 (税込693円)	10個	160個 (10×16)	4 901957 210084	14901957-210081	単品 60× 17×200 中箱 100× 120× 160 外箱 421× 251× 334	19 230 4,094

特長

- マスク着用時にメガネがくもりやすくなる不満を解消するメガネのくもり止めです。
- レンズに垂らして拭くだけで、メガネがくもりにくくなります。
- フッ素化合物がレンズに密着して効果が長持ちし、24時間以上くもり止め効果が持続します。
- レンズの汚れなども落とすことができる為、メガネクリーナーとしても使用することができます。
- レンズ各面に1滴ずつの使用で約60回分です。

サポートベルト HOLDON

ホルドン モーションアシストジャケット

WEBでチェック!
製品詳細は
こちら➡



規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
③S-Mサイズ サイズ適応範囲 (身長) 150～168cm	本体価格 12,000円 (税込13,200円)	-	12個	4 901957 225637	14901957-225634	単品 180× 80×275 中箱 - 外箱 370× 495× 285	421 - 6,012
⑥L-LLサイズ サイズ適応範囲 (身長) 165～183cm				4 901957 225644		単品 180× 80×275 中箱 - 外箱 370× 495× 285	444 - 6,288

特長

- 伸縮パワーゴムが前かがみ姿勢や起き上がり動作をアシストします。
- 介助や様々な作業などでの中腰姿勢の保持が多い方におすすめです。
- 伸縮パワーゴムは体型やシーンに合わせて調節可能です。
- 通気性が良く軽量コンパクトな設計です。
- 手洗いによる洗濯が可能です。
- 男女兼用 カラー：ブラック

フットケア LEG-ON

レッグオン かかとケア

WEBでチェック!
製品詳細は
こちら➡



規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
ショートBK 1足分(2枚入) サイズ:22～25cm	オープン	8個	160個 (8×20)	4 901957 410033	14901957-410030	単品 90× 25× 155 中箱 185× 110× 160 外箱 590× 395× 355	31 328 7,710

特長

- 履くだけで簡単にかかとのケアができるオープントゥ靴下です。
- かかと部分のシルクプロテイン入りシリコン特殊加工によって、かさつきがちなかかとをしっとり・つるつるにします。
- 抗菌・防臭加工済で繰り返し洗濯ができて経済的です。

サポートベルト HOLDON

ホルドン モーションアシストコルセット

WEBでチェック!
製品詳細は
こちら➡



規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
③Sサイズ サイズ適応範囲 (腰回り) 60～80cm	本体価格 12,000円 (税込13,200円)	-	20個	4 901957 225668	14901957-225665	単品 130× 90× 240 中箱 - 外箱 480× 550× 270	357 - 8,440
⑥Mサイズ サイズ適応範囲 (腰回り) 70～90cm				4 901957 225675		単品 130× 90× 240 中箱 - 外箱 480× 550× 270	379 - 8,880
③Lサイズ サイズ適応範囲 (腰回り) 80～100cm				4 901957 225682		単品 130× 90× 240 中箱 - 外箱 480× 550× 270	395 - 9,200

特長

- 腰部コルセットが腰を支え、正しい姿勢へ誘導します。
- 荷物の上げ下げ運動が多い方や立ち仕事が多い方におすすめです。
- 伸縮パワーゴムは体型やシーンに合わせて調節可能です。
- 通気性が良く、軽量コンパクトな設計です。
- 手洗いによる洗濯が可能です。
- 男女兼用 カラー：ブラック

サポートベルト

HOLDON

ホルドン

ホルドン モーションサポート腰ベルト

WEBでチェック!
製品詳細はこちら➡



③

④

⑤

⑥

モーションサポート腰ベルト 本体／表

モーションサポート腰ベルト 本体／裏

- 特長
- 2種類の伸縮素材で構成された補助ベルトが腰回りを立体的に支持・加圧します。
 - 介護・介助時や様々な作業などで、動作を妨げず腰の負担を軽減します。
 - 高通气メッシュ生地を採用した設計です。
 - 服の下にも装着できる薄型タイプ。
 - 男女兼用 カラー:ブラック

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
③Sサイズ サイズ適応範囲 (腰回り) 60～80cm	本体価格 4,800円 (税込5,280円)	—	40個		14901957-225702	単品 120× 68×230	234
④Mサイズ サイズ適応範囲 (腰回り) 70～90cm						中箱 —	—
⑤Lサイズ サイズ適応範囲 (腰回り) 80～100cm						外箱 509×431×389	10,800
⑥LLサイズ サイズ適応範囲 (腰回り) 90～110cm					14901957-225733	単品 120× 68×230	260
						中箱 —	—
						外箱 509×431×389	11,800

サポートベルト

HOLDON

ホルドン

ホルドン 骨盤関節ベルト

WEBでチェック!
製品詳細はこちら➡



①

②

③

幅8cm

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
①Sサイズ サイズ適応範囲 (骨盤周り) 75～90cm	本体価格 5,500円 (税込6,050円)	—	40個		14901957-225412	単品 110× 60×255	160
②Mサイズ サイズ適応範囲 (骨盤周り) 85～105cm						中箱 —	—
③Lサイズ サイズ適応範囲 (骨盤周り) 100～115cm						外箱 480×480×370	7,200
						単品 110× 60×255	171
						中箱 —	—
						外箱 480×480×370	7,640
						単品 110× 60×255	178
						中箱 —	—
						外箱 480×480×370	7,920

- 特長
- 女性の方でも軽い力で締め付け力を調整できる補助ベルト、パワーホルダー採用。
 - 薄いメッシュ素材で、ムレなく通気性良好。仙骨パッドが骨盤関節(仙骨から仙腸関節)にフィットし、腰部を強力にサポートします。
 - カラー:ブラック

サポートベルト

HOLDON

ホルドン

ホルドン 骨盤ベルト 天然ゴムタイプ

WEBでチェック!
製品詳細はこちら➡



①

②

NEW

※2026年5月20日(メーカー出荷日)

規格	希望小売価格	中箱	外箱	JANコード	ITFコード	サイズ(W×L×H)mm	重量(g)
①S-Mサイズ サイズ適応範囲 (骨盤周り) 70～90cm	オープン	—	24個		14901957-225375	単品 105× 50 ×185	168
②M-Lサイズ サイズ適応範囲 (骨盤周り) 90～110cm						中箱 —	—
						外箱 440×325×205	4,517
						単品 105× 50×185	181
						中箱 —	—
						外箱 440×325×205	4,829

- 特長
- ピタッと密着し、ズレにくい天然ゴムタイプの骨盤ベルトです。
 - 適度な弾力で骨盤をしっかり固定し、腰の負担を軽減します。
 - 身体の動きにフィットして作業中もズレにくいです。
 - ベルトの厚みが1.5mm。目立ちにくい薄さです。
 - ムレを軽減するためにパンチ穴を開けています。
 - 面ファスナーでかんたんに調節が可能です。
 - 骨盤の保護、腰への負担軽減、産後のサポートにもお使いいただけます。
- 【ベルト寸法】
S～M:長さ 約90cm、幅 約10cm
M～L:長さ 約100cm、幅 約10cm